

Kompresorový inhalátor

Geratherm®
nebulizer



NÁVOD K POUŽITÍ

GT-218C

CE0197


Obsah

Všeobecný popis	3
Záruka	3
Varování	4
Preventivní opatření	5
Popis výrobku	8
Příprava inhalátoru pro použití	9
Čištění a dezinfekce sady rozprašovače	11
Péče o přístroj	13
Skladování přístroje	14
Symboly	14
Odstranění závad	15
Technické údaje	16
Příloha	17
Záruka kvality	18

Všeobecný popis

Děkujeme, že jste se rozhodli pro inhalátor Geratherm® nebulizer. Před prvním uvedením inhalátoru do provozu si prosím nejdříve pečlivě přečtete tento návod k použití.

Tento výrobek byl vyvinut k léčbě astmatu, alergií a ostatních onemocnění dýchacích cest. Kompresor přitom stlačuje vzduch k rozprašovači a ten společně s případnými předepsanými léky přeměňuje na mlhovinu složenou z mikroskopických drobných kapiček, která se dá snadno inhalovat. Inhalátor je určen pro domácí použití, a to pro děti i dospělé. Upozornění: Sada rozprašovače by se měla měnit každých šest měsíců. Zakoupit ji lze u výrobce jako příslušenství.



Obsah dodávky

- Sada rozprašovače
- Inhalační maska pro dospělé
- Inhalační dětská maska
- Inhalační náustek
- Inhalační hadice
- Síťový adaptér
- Taška pro uložení

Záruka

Na tento kompresorový inhalátor poskytuje výrobce při běžném používání záruku na případné vady po dobu 2 let od data nákupu. Pokud inhalátor nebude správně fungovat z důvodu vadných součástí či chybné montáže, zdarma Vám jej opravíme. Této záruce podléhají všechny díly inhalátoru vyjma sady rozprašovače. Záruce nepodléhají škody na inhalátoru způsobené nesprávnou manipulací.

2

Preventivní opatření




- Nepoužívejte prodlužovací kabely. Síťovou zástrčku zastrčte přímo do zásuvky.
- Po použití přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Tento přístroj nikdy neopouštějte bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
- Před čištěním přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Používejte jen výrobcem dodaný síťový adaptér.
- Použití přístroje omezte vždy na 20 minut a před opětovným použitím vyčkejte 40 minut.
- Pokud je tento přístroj používán malými dětmi, dětmi nebo osobami s omezením anebo v blízkosti těchto osob, neopouštějte je nikdy samotné a bedlivě je hlídejte.
- Nevkládejte do kompresoru žádné předměty.
- Ujistěte se, že je vzduchový filtr čistý. Pokud vzduchový filtr změnil barvu (běžná je sytá bílá barva) nebo není používán po dobu 60 dnů, filtr vyměňte.
- Ujistěte se, že je sada rozprašovače správně sestavená, že je správně nasažen vzduchový filtr a že je správně připojena sada rozprašovače a vzduchová hadice ke kompresoru. Není-li kompresor řádně zapojen, může během použití unikat vzduch ze vzduchové hadice.
- Před použitím přístroje pokaždé zkontrolujte kompresor (hlavní jednotku) a jednotlivé části rozprašovače. Ujistěte se, že žádné díly nejsou poškozené a že tryska a vzduchová hadice nejsou ucpané a kompresor pracuje normálně.
- Dávejte pozor na to, aby se vzduchová hadice během použití nezalomila.
- Neblokujte kryt vzduchového filtru.
- Neprovádějte změny na rozprašovacím kuželu, trysce v zásobníku na léky ani na žádném jiném dílu sady rozprašovače.
- Sledujte rysku označující hladinu náplně kapaliny v rozprašovači. Nedávejte do zásobníku (rozprašovače) více než 10 ml léku.

POZOR!

- Nepoužívejte přístroj při teplotách vyšších než 40 °C.
- Sada rozprašovače by se měla každých šest měsíců vyměnit.
- Sadu rozprašovače nenaklánějte víc než o 45 stupňů, protože jinak se může lék dostat do úst.
- Netřeste sadou rozprašovače během použití přístroje.
- Kompresor ani žádnou z jeho částí nevystavujte silným otřesům, jako je pád z výšky na zem.

5

Popis výrobku



- 1 Inhalační náustek
- 2 Vzduchový filtr 5x
- 3 Inhalační maska pro dospělé
- 4 Inhalační dětská maska
- 5 Inhalační hadice
- 6 Síťový adaptér

Sada rozprašovače, maska a náustek jsou příložené části.

3

Preventivní opatření

- Tento přístroj je schválen pouze pro použití na lidech.
- Přístroj ani jeho součásti nerozebírejte ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj používejte jen pro určený účel, jak je popsán v návodu k obsluze. Nepoužívejte žádné další díly, které nepocházejí od výrobce.
- Likvidaci přístroje, komponent a speciálního příslušenství proveďte podle platných místních předpisů. Nepovolená likvidace může mít za následek znečištění životního prostředí.
- Neprovádějte změny tohoto přístroje bez schválení výrobcem.
- Ujistěte se, že je vzduchová hadice bezpečně upevněna ke kompresoru (hlavní jednotce) a částem rozprašovače a že se neuvolňuje. Při zavádění vzduchové hadice do přípojek jí mírně pootočte, aby se během použití nemohla uvolnit.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nepoužívejte kompresor (hlavní jednotku) a síťový adaptér ve vlhkém stavu.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, používejte jen určený síťový adaptér, který můžete zakoupit v autorizovaném specializovaném obchodě. Jiné adaptéry mohou přístroj poškodit.
- Síťový adaptér funguje coby izolátor. Je spojen se zásuvkou v blízkosti přístroje.
- Po delším používání adaptér potom, co vychladne, odstraňte, aby nedošlo k požáru.

6

Příprava inhalátoru pro použití

Upozornění:

- Před prvním použitím po zakoupení sady rozprašovače a jednotlivé části vyčistěte a vydezinfikujte.
- Stejně tak pokud se přístroj dlouhou dobu nepoužíval, sadu rozprašovače a volitelné masky před použitím vyčistěte a vydezinfikujte.
- Aby se zamezilo nebezpečí křížové infekce, neměly by tutéž sadu rozprašovače nikdy používat různé osoby.

1. Přístroj postavte vodorovně na stabilní, pevnou a rovnou plochu, tak aby byl při sezení snadný přístup k přístroji.
2. Přístroj instalujte ve vzdálenosti minimálně 10 cm od stěn.
3. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
4. Pro sejmutí krytu zásobníku na léky otočte krytem proti směru hodinových ručiček.
5. Do zásobníku dejte správné množství předepsaného léku.
6. Potom kryt zásobníku zase nasadte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně zavřený.
7. Instalujte požadované příslušenství inhalátoru.

Instalace vzduchové hadice

1. Konektor na jednom konci vzduchové hadice přitlačte na přípojku vzduchu na horní straně kompresoru.
2. Konektor na druhém konci vzduchové hadice přitlačte na přípojku vzduchové hadice zespodu sady rozprašovače.
3. Zastrčte sadu rozprašovače do držáku přístroje.

4

Preventivní opatření

Údržba a skladování

- Přístroj uchovávejte mimo dosah malých dětí a dětí bez dozoru. Přístroj může obsahovat malé části, které se dají spolknout.
- V částech rozprašovače neopouštějte čistící roztok. Části rozprašovače po dezinfekci opláchněte horkou kohoutkovou vodou.
- Části rozprašovače po každém použití umyjte. Části po umytí okamžitě osušte.
- Vzduchovou hadici neskladujte s vlhkostí či léky ponechanými ve vzduchové hadici. To by vlivem tvorby bakterií mohlo vést k infekcím.
- Přístroj a jeho komponenty skladujte na čistém a bezpečném místě.
- Pokud se v zásobníku nacházejí léky, rozprašovač nepřenašejte ani neopouštějte stát.
- Přístroj, jeho komponenty nebo jakoukoli část rozprašovače za účelem vysušení nevkládejte do mikrovlnné trouby a ani se o to nepokoušejte.
- Neprovádějte servis ani údržbu přístroje v době, kdy je přístroj používán pacientem.

Dále v textu najdete činnosti údržby, které musí provést sama obsluha.

- Výměna inhalační hadice
- Výměna příložných částí
- Výměna vzduchového filtru
- Každodenní čištění a dezinfekce

7

8

9

Příprava inhalátoru pro použití

Použití přístroje


- Příprava inhalátoru je dokončena.
- Zapojte síťový adaptér na zadní straně přístroje.
- Aktivujte síťový spínač (tlačítko O/I) na zadní straně přístroje.
- Přístroj začne rozprašovat.
- Pro bezpečné ukončení provozu rozprašovače stiskněte tlačítko O/I.
- Po použití přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

Použití inhalační dětské masky nebo inhalační masky pro dospělé

Přiložte masku přes ústa a nos. Přetáhněte gumovou pásku přes hlavu. Opatrně pásku utahujte, aby maska dobře držela přes ústa a nos. Začněte inhalovat léky. Normálně vydechujte přes masku.

Neúčinnější formou rozprašování je použití náustku.

Rozprašování přes masku se doporučuje, jen pokud není možné použít náustek (např. u dětí, které ještě nejsou schopné inhalovat lék přes náustek).



10

Péče o přístroj

Abyste uchovali svůj přístroj v nejlépším stavu a ochránili ho před poškozením, dodržujte tyto pokyny:

Pro další informace o péči o přístroj navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Čištění přístroje

Kryt hlavní jednotky vyčistěte s použitím měkkého hadříku navlženého vodou nebo jemným prostředkem na nádobí. Kryt okamžitě osušte měkkým čistým hadříkem.

Pro další informace o čištění přístroje navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Výměna vzduchového filtru

Vzduchový filtr měňte každých 60 dnů, i když se nebudě zdát špinavý. Pokud se vám vzduchový filtr bude jevit znečištěný nebo pokud se na vzduchový filtr dostane voda či léky, okamžitě filtr vyměňte za nový.

- Kryt vzduchového filtru vyjměte ze spodní části kompresoru.

- Znečištěný filtr ručně odstraňte.

POZOR: Nepokoušejte se vzduchový filtr prát nebo čistit. Vlhký vzduchový filtr může mít za následek ucpaní. Nenahrazujte vzduchový filtr vatou ani jiným materiálem.

POZOR: Kryt vzduchového filtru pravidelně myjte, aby nedošlo k ucpaní v krytu. Nevysušujte. Před použitím nového vzduchového filtru se ujistěte, že je kryt suchý.

- Kryt vzduchového filtru zase nasadte na kompresor.

POZOR: Před použitím nového vzduchového filtru se ujistěte, že je vzduchový filtr čistý a bez prachu. Nezapínejte přístroj bez vzduchového filtru.

13

Technické údaje

Model	GT-218C
Rozměry hlavní jednotky (šířka x výška x hloubka)	125 mm x 100 mm x 62 mm
Vstup síťového adaptéru	100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA max.
Výstup síťového adaptéru	12,0 V ⎓ 1,0 A ⊖ ⊕⊕
Vstup hlavní jednotky	WS 12 V 1,0 A
Extrémní tlak	≥100 kPa
Rozmezí volného průtoku	≥4 l/min
Tlak při rozprašování	≥ 45 kPa
Hladina hluku	≤ 60 dB
Max. kapacita zásobníku na léky	10 ml
Velikost částic	1 ~ 5 μm ≥ 60 %
Rozprašovací výkon	≥0,2 ml/min
Způsob provozu	20 minut zapnuto, 40 minut vypnuto
Provozní teplota a vlhkost Tlak vzduchu	10 °C ~ 40 °C, 85 % a méně 860–1 060 hPa
Teplota a vlhkost při přepravě a skladování / tlak vzduchu	-10 °C ~ 40 °C, 85 % a méně 500–1 060 hPa
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem Příložné části	Typ BF
Stupeň krytí proti vniknutí vody	IP21
Max. provozní výška	2 000 m
Příslušenství	Sada rozprašovače, inhalační dětská maska, inhalační maska pro dospělé, náustek, inhalační hadice, AC adaptér, vzduchový filtr

Upozornění:

Očekávaná životnost přístroje činí 3 roky.

16

Čištění a dezinfekce sady rozprašovače

VAROVÁNÍ!

Po použití mohou na masce, náustku a rozprašovači zůstat choroboplodné zárodky, např. bakterie a viry.

- Po každém použití vydezinfikujte jednotlivé díly.

Ponechání léků a látek v zásobníku po použití může vést k tomu, že přístroj už nebude účinně rozprašovat nebo nebude správně dávkovat.

- Po každém použití rozprašovač vyčistěte.

Jiné čištění než-li to popsané v tomto dokumentu může vést k poškození přístroje.

- Nečistěte jednotlivé díly ultrazvukem.

- Vyhňete se strojnímu čištění a dezinfekci v přístroji pro čištění a dezinfekci (RDG).

- Hlavní jednotka se nesmí sterilizovat.

- Neponožujte hlavní jednotku do kapalín.

- Zamezte kontaktu jednotlivých dílů s teplotami vyššími než 40 °C.

Při použití chemických látek může dojít k poškození přístroje nebo poranění uživatele.

- Dodržujte varovná upozornění pro použití čistícího a dezinfekčního prostředku.

- Případně během čištění použijte jednorázové rukavice a ochranné brýle.

- Nepoužívejte silně kyselé ani alkalické čističe.

- Nepoužívejte rozpouštědla (např. aceton, benzol atd.).

Čištění po každém použití

Dodržování pokynů k čištění po každém použití zabrání zaschnutí zbytků léků v zásobníku, které by mohlo vést k tomu, že přístroj nebude účinně rozprašovat. Kromě toho tak lze zabránit infekcím.

Ruční čištění

Ujistěte se, že jsou všechny povrchy přístupné pro čištění. Za tímto účelem rozeberte rozprašovač tak, že oddělíte masku, náustek a vzduchovou hadici od rozprašovače, a inhalační kryt pak opatrně otáčejte a zvedejte proti směru hodinových ručiček. Potom sejměte rozprašovací kužel. Odstraňte případné zbylé léky nebo kapaliny v zásobníku.

11

Skladování přístroje

Pro další informace o skladování přístroje navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

- Sadu rozprašovače a příslušenství inhalátoru (náustek nebo inhalační masku) vložte do suchého, uzavíratelného sáčku. Sáček vložte do úložné tašky s popruhem.

- Vzduchovou hadici stočte a vložte do tašky. Nepřehýbejte!

- Inhalátor vložte do úložné tašky s popruhem.

- Tašku zavřete na zip.

- Přístroj skladujte na bezpečném, čistém místě. Přístroj neskladujte při extrémně vysokých ani nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu ani na přímém slunci.

Symbole

	Výrobce		Stojnosměrný proud
	Chraňte před vlhkem		Přístroj se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu
	Značka CE podle evropské směrnice 93/42/EHS		Skládovat při relativní vlhkosti vzduchu mezi 0 % a 85 %
	Dodržujte návod k použití		Skládovat při teplotách mezi -10 °C a 40 °C
	Příložná část typu BF		Sériové číslo
	Přístroj třídy ochrany 2		Číslo výrobku
	Číslo modelu		Zdravotnický prostředek
IP21	Chráněno před vniknutím pevných těles o průměru 12,5 mm a větších a chráněno před vlhkostí jen ve formě svisle dopadajících kapek vody		

14

Příloha

Pro další informace o příloze navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise		
Přístroj GT-218C se musí používat v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje GT-218C by měl zajistit, aby se používal v takovém prostředí.		
Emisní test	Shoda	Elektromagnetické prostředí – směrnice
VF emise CISPR 11	1. skupina	Přístroj GT-218C využívá VF energii jen pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho VF emise velmi nízké a pravidlopořádně nezpůsobují rušení elektronických přístrojů nacházejících se v jeho blízkosti.
VF emise CISPR 11	Třída B	
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	Přístroj GT-218C je určen pro použití ve všech zařízeních, včetně těch obytných a zařízení, jež jsou přímo napojena na veřejnou síť nízkého napětí, která napájí obytné budovy.
Kolísání napětí / Kmitání emise IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Tento přístroj vyhovuje normě o elektromagnetické kompatibilitě ČSN EN 60601-1-2. Pokud se bude tento přístroj používat společně s jinými zdravotnickými přístroji nebo elektrickými přístroji, pak ty mohou ovlivňovat provoz některého z přístrojů. Dodržujte pokyny uvedené v návodech a všechny přístroje používejte správným způsobem. Testovaná podmínka: Teplota: 20–25 °C, relativní vlhkost vzduchu: 45 % – 60 %, testované léky: čistá voda 5 ml Co se týká zasazení elektrickým proudem, požáru a mechanických ohrožení, je inhalátor ve shodě se směrnicí IEC60601-1.

Prohlášení výrobce

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost		
Přístroj GT-218C se musí používat v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje GT-218C by měl zajistit, aby se používal v takovém prostředí.		
Zkouška odolnosti proti rušení	Testovací úrovně IEC 60601	Stupeň shody
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2:2008	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft
Rychlé elektrické přechodové jevy/ skupiny impulzů podle IEC 61000-4-4:2012	±2 kV pro napájecí kabely	±2 kV pro napájecí kabely
Rázová napětí IEC 61000-4-5:2005	±0,5 kV, ±1 kV kabel proti kabelu	±0,5 kV, ±1 kV kabel proti kabelu
Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a změny napětí podle IEC 61000-4-11:2004	0 % UT, 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT, 1 cyklus a 70 % UT, 25/30 cyklů jednoduchá fáze: při 0° 0 % UT, 250/300 cyklů	0 % UT, 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT, 1 cyklus a 70 % UT, 25 cyklů jednoduchá fáze: při 0° 0 % UT, 250 cyklů
Magnetická pole s energeticko-technickými frekvencemi (50/60 Hz) IEC 61000-4-8:2009	30 A/m	30 A/m
Elektrické přechodové jevy, indukované vysokofrekvenční poli podle IEC 61000-4-6:2013	3V 150 kHz a 80 MHz 6 V v ISM a mezi 0,15 MHz a 80 MHz	3 V 150 kHz a 80 MHz 6 V v ISM a mezi 0,15 MHz a 80 MHz
Pole rádiových a televizních vysilačů podle IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2021	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m

Upozornění 1: Při 80 MHz a 800 MHz je třeba použít vyšší kmitočtový rozsah. **Upozornění 2:** Tyto směrnice se ale nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno také absorpcí a reflexí budov, předmětů a lidí.

a. Intenzitu pole stacionárních vysilačů, jako jsou například základní stanice pro radiotelefony a mobilní pozemní vysilačky, amatérské vysilačky, rádiová a televizní vysílání na vlnách AM a FM nelze teoreticky přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vytvořeného stacionárními VF vysilačky by se měl vzít v úvahu elektromagnetický průřezum stanoviště. Pokud naměřená intenzita pole na místě, na němž se používá přístroj GT-218C, překročí shora uvedenou VF hladinu vyhovující normám, měl by se přístroj GT-218C sledovat, aby mohl být ověřen řádný provoz. Pokud by bylo vyvozováno zbrannění chování, mohlo by si to vyžadat dodatečná opatření jako např. novou orientaci nebo změnu stanovitého přístroje GT-218C.

b. V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měla intenzita pole činit méně než 3 V/m.

17

Čištění a dezinfekce sady rozprašovače

Pro další informace o čištění přístroje navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

K čištění jednotlivých dílů rozprašovače, ale i masky a náustku, naplňte umyvadlo dostatečným množstvím vody z kohoutku (~ 40 °C) a minimálně na dobu 10 minut do něj ponořte jednotlivé díly. Nečistoty odstraňte čistým kartáčkem. Potom opláchněte všechny jednotlivé díly pod tekoucí vodou (minimálně třemi litry), každý díl po dobu jedné minuty. Všechny jednotlivé díly utřete čistým hadříkem.

Upozornění:

Sada rozprašovače by se měla každých šest měsíců vyměnit.

Ruční dezinfekce

Po čištění provedte dezinfekci. Rozprašovač, masku nebo náustek po posledním použití toho dne vydezinfikujte. Před provedením dodržte pokyny k aplikaci a varovná upozornění výrobce dezinfekčního prostředku. Za účelem dezinfekce rozprašovače, masky a náustku se nejdříve ujistěte, že jsou všechny povrchy přístupné k dezinfekci. Kvůli tomu rozeberte rozprašovač podle shora popsaného postupu.

Vhodným dezinfekčním prostředkem je 2% roztok peroxidu vodíku. Do tohoto dezinfekčního roztoku vložte všechny jednotlivé díly na dobu 8 minut. Dbejte přitom na to, aby se všechny povrchy dostaly celé do kontaktu s dezinfekčním roztokem. Potom odstraňte zbytky dezinfekčního prostředku tak, že jednotlivé díly opláchnete pod tekoucí vodou (minimálně třemi litry).

Pro další informace o dezinfekci přístroje navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Sušení

Všechny jednotlivé díly utřete novým čistým hadříkem. Před opětovným použitím nechte jednotlivé díly úplně doschnout na čistém podkladu při pokojové teplotě (15 °C až 25 °C).

Pro další informace o sušení přístroje navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Skladování

Pro skladování vyberte suché, čisté a bezprašné místo.

12

Odstranění závad

Pro další informace o odstranění závad navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Do přístroje nejde proud, i když je síťový spínač v poloze „zapnuto“.	Kabel síťového adaptéru není v zásuvce.	Nastavte síťový spínač do polohy „vypnuto“. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Zapněte přístroj.
Rozprašování neprobíhá nebo je velmi pomalé, i když je přístroj napájen.	V zásobníku nejsou léky. Příliš mnoho nebo příliš málo léků v zásobníku.	Do zásobníku dejte správné množství předepsaného léku.
	Sada rozprašovače není správně smontovaná.	Ujistěte se, že je sada rozprašovače správně smontovaná a že je příslušenství inhalátoru správně upevněno.
	Sada rozprašovače je nakloněna v nesprávném úhlu.	Držte sadu rozprašovače správně. Nenaklánějte sadu rozprašovače o více než 45 stupňů.
	Vzduchová hadice není správně upevněna.	Ujistěte se, že je vzduchová hadice správně upevněna ke kompresoru a sadě rozprašovače.
Vzduchová hadice je zalomená nebo poškozená. Vzduchová hadice je ucpaná.		Ujistěte se, že vzduchová hadice není zalomená, zauzlená ani ohnutá. Zkontrolujte vzduchovou hadici, jestli není poškozená. Je-li poškozená, hadici vyměňte.
	Přístroj je moc horký.	Kompresor je zakrytý. Přístroj byl používán déle než 20 minut.

15

Příloha

Pro další informace o příloze navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Shoda s testem EMC		
Elektromagnetické emise (domácí péče)		
Emise měření (IEC 60601-1-2:2014)		Shoda
RF emise		CISPR 11 skupina 1 třída B
Harmonické oscilace podle IEC 61000-3-2		Třída A
Kolísání napětí/Kmitání podle IEC 61000-3-3		Shoda

• Mělo by se zabránit provozu inhalátoru vedle jiných přístrojů nebo postaveného na jiných přístrojích, protože by to mohlo vést k neobornému provozu. Pokud bude takový provoz nutný, měl by se inhalátor a ostatní přístroje sledovat, aby se zajistilo, že budou fungovat jako obvykle.

• Použití příslušenství, síťových adaptéru a kabelů, které nebyly specifikovány či dodány výrobcem tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto přístroje proti rušení a neoborný provoz.

Upozornění:

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti VF chirurgických přístrojů, MRT nebo CT skenerů, ani v prostředí s velkým obsahem kyslíku.
- Přenosné VF komunikační přístroje (včetně přístrojů jako anténní kabely a externí antény) by se neměly používat ve vzdálenosti kratší než 30 cm od dílů tohoto přístroje. Jinak může dojít k omezení výkonnosti tohoto přístroje.
- Mělo by se zabránit použití inhalátoru vedle jiných přístrojů nebo s jinými přístroji, protože by to mohlo vést k chybnému provozu.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo komponenty od jiných výrobců. Použití takového příslušenství či takových komponent by mohlo vést k nebezpečným situacím pro uživatele nebo k poškození přístroje.

Pro další informace o upozorněních navštivte webovou stránku www.geratherm.com.

Záruka kvality

MODEL	GT-218C	
Záruční doba	Dva roky od nákupu	
Datum nákupu		
Prodejna	Jméno:	Telefon:
	Adresa:	
Zákazník	Jméno:	Telefon:
	Adresa:	

	Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Geratal Germany www.geratherm.com	PUHNE0008V01 2022-10 CE0197
--	---	--

18