




# Geratherm® early detect

Diagnostischer Schwangerschafts-Frühtest für die Eigenanwendung zu Hause.

**TESTPRINZIPIUM**  
Der Schwangerschaftstest Geratherm® early detect ist ein „Lateral Flow“ Immunnoassay in Midstreamformat, welcher das Hormon *humane Choriongonadotropin* (hCG) qualitativ im Urin bei einem Schwangerschaftsnachweis feststellt. Der Test kann bereits vier Tage vor dem voraussichtlichen Beginn (Fälligkeit) der Periode durchgeführt werden. Der Beginn (Fälligkeit) der Periode wird dabei mit 15 Tagen nach dem Ersprung berechnet. Der Test verwendet eine Kombination aus Antikörpern, die einen monoklonalen hCG-Antikörper enthalten, um selektiv erhöhte hCG-Spiegel nachzuweisen. Bei der Testdurchführung wird die Saugspitze in den Urinstrahl gehalten, oder die Saugspitze wird in den Urin eingetaucht, und das Ergebnis an farbigen Linien abgelesen.



## VORSICHTSMAßNAHMEN

Bitte lesen Sie ausführlich die Gebrauchsanweisung bevor Sie den Test anwenden. Nicht nach dem auf der Aluminium-Schutzhülle angegebenen Verfallsdatum verwenden. An einem trockenen Ort zwischen 2 °C und 30 °C (36 °F und 86 °F) aufbewahren. Nicht einfrieren. Nicht verwenden, wenn die Schutzhülle offen oder beschädigt ist. Von Kindern fernhalten. Nur für den In-vitro-Diagnostik. Nur zur äußeren Anwendung. Die Aluminium-Schutzhülle nur vor der Durchführung des Tests öffnen.

## PACKUNGSSINHALT

Aluminium-Schutzhülle mit 1 Teststift und einem Entfeuchtungsbeutel, Gebrauchsanweisung

## GEBAUCHSANLEITUNG

Nehmen Sie den Test aus der Aluminium-Schutzhülle und machen Sie sich mit dem Test vertraut. Entfernen Sie die Schutzhülle und stecken Sie diese auf den Griff. Fassen Sie den Midstream-Test am Griff an und halten Sie ihn, mit der unbekleideten Saugspitze (Urinaufnahmefenster) nach unten zeigend, für mindestens 10 Sekunden direkt in den Urinstrahl bis die Saugspitze vollkommen durchfeuchtet ist (siehe Abbildung unten).



**HINWEIS:** Nicht auf das Testfenster (T) und das Kontrollfenster (C) urinieren. Sie können den Urin auch in einem trockenen und sauberen Behälter auffangen und die Saugspitze dann mindestens 10 Sekunden lang eintauchen. Nachdem Sie den Test aus dem Urin genommen haben, platzieren Sie sofort die Kappe wieder auf die Saugspitze. Legen Sie den Test auf eine ebene Fläche, wobei Test- und Kontrollfenster nach oben zeigen, und beginnen Sie mit der Zeitmessung.

Zu Beginn des laufenden Tests ist es möglich, dass Sie eine schwach rote Fließbewegung im Test- und Kontrollfenster erkennen. Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab. Wenn keine farbige Linie erscheint, warten Sie noch 1 Minute länger. Je nach hCG-Konzentration ist es möglich, dass positive Ergebnisse bereits nach 1 Minute oder weniger beobachtet werden können. Lesen Sie das Ergebnis jedoch nicht nach mehr als 10 Minuten ab.

## ABLESEN DES TESTS



### SCHWANGER

Zwei farbige Linien erscheinen, eine im Kontrollfenster (C) und eine im Testfenster (T). Sie können davon ausgehen, schwanger zu sein, auch wenn eine Linie schwächer ist als die andere.



### NICHT SCHWANGER

Eine farbige Linie erscheint im Kontrollfenster (C). Es erscheint keine Linie im Testfenster (T). Sie können davon ausgehen, nicht schwanger zu sein.



**UNGÜLTIG**  
Das Ergebnis ist ungültig, wenn keine farbige Linie im Kontrollfenster (C) erscheint, auch wenn eine farbige Linie im Testfenster (T) zu sehen ist. Sie sollten den Test mit einem neuen Schwangerschaftstest wiederholen.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Dieser Test kann eventuell falsch positiv und falsch negativ Testergebnisse liefern. Bevor Sie medizinische Entscheidungen treffen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf. Die Einnahme von Medikamenten, die das hCG enthalten (wie z.B. Pregnyl, Profinal, Pergonal und APL) kann falsch- positive Ergebnisse hervorrufen. Die Einnahme von Alkohol, Medikamenten wie Penicillin, Antibiotika, oraler Verhütungsmittel oder Hormontherapien, die kein hCG enthalten, dürfen das Testergebnis nicht beeinflussen. Außerhalb der Schwangerschaft können eine Reihe von Erkrankungen, wie z. B. Eine Ovarianzyste, oder eine ektopische Schwangerschaft (Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter) das Auftreten eines erhöhten hCG-Hormonspiegels hervorrufen und somit zu einem falsch positiven Testergebnis führen.

## FRAGEN UND ANTWORTEN

- Wie funktioniert der Test?
 

A: Der diagnostische Ultra-Schwangerschaftstest weist in Ihrem Urin ein Hormon (*hCG - humanes Choriongonadotropin*) nach, das Ihr Körper während der Schwangerschaft produziert. Die Menge des Hormons hCG nimmt im Verlauf der Schwangerschaft zu.
- Wann kann der Test angebracht werden?
 

A: Der Test kann bereits 4 Tage vor dem voraussichtlichen Beginn (Fälligkeit) der Periode durchgeführt werden. Der Beginn (Fälligkeit) der Periode wird dabei mit 15 Tagen nach dem Ersprung berechnet. Sie können den Test zu jeder Tageszeit machen, aber ihr erster Morgenurin ist normalerweise am konzentriertesten und enthält eine größere Menge an hCG.
- Sollte der erste Morgenurin verwendet werden?
 

A: Obwohl der Test zu jeder Tageszeit durchgeführt werden kann, ist der erste Morgenurin normalerweise besonders konzentriert und enthält die höchste Menge hCG.
- Wie präzise ist der Test?
 

A: Eine klinische Studie wurde durchgeführt, in der die Ergebnisse des Schwangerschafts-Frühtests verglichen wurden mit einem anderen kommerziellen herkömmlichen hCG Test. Die klinische Erprobung durch Anwender umfasste 608 Urinproben. Beide Testverfahren erkannten 231 positive und 377 negative Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigten eine Gesamtgenauigkeit von über 99 % bei dem Schwangerschafts-Frühtest im Vergleich zum zweiten Test.
- Wie hoch ist die Empfindlichkeit des Tests?
 

A: Der diagnostische Ultra-Schwangerschaftstest Geratherm® early detect weist das hCG im Urin bei einer Konzentration von 10 mIU/l oder mehr auf. Der Test wurde nach dem Dritten Internationalen Standard der WHO standardisiert. Die Zugabe von LH (300 IU/L), FSH (1000 IU/L) und von TSH (1000 µIU/ml) zu negativen Proben (0 IU/L) und positiven Proben (10 IU/L) hat keine gekreuzte Reaktion ergeben.
- Was muss ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin?
 

A: Das bedeutet, dass Ihr Urin hCG enthält und dass Sie wahrscheinlich schwanger sind. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um die Schwangerschaft bestätigen und über den weiteren Verlauf beraten zu lassen.
- Wie sieht es aus, ob der Test richtig funktioniert hat?
 

A: Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrollfenster (C) zeigt Ihnen an, dass die Test richtig ausgeführt haben und dass die richtige Menge an Urin aufgenommen wurde.
- Was muss ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?
 

A: Das bedeutet, dass das Hormon hCG nicht in ausreichender Menge in Ihrem Urin nachgewiesen wurde und dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Wenn Ihre Periode weiter ausbleibt, wiederholen Sie den Test noch einmal und konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Sie werden ermutigt, die folgenden Schritte zu unternehmen, um Ihre Chancen an einer gesunden Schwangerschaft und ein gesundes Baby zu erhöhen. Der Geratherm®-Früherkennungstest kann bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode berechnet mit 15 Tagen nach dem Ersprung, angeendet werden. Sobald Sie durch den Test ein positives Ergebnis erhalten, sollten Sie mit der Schwangerschaftsvorsorge beginnen. In jedem Fall ist es ratsam, dass Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, hören Sie auf zu rauen und stoppen Sie den Alkoholkonsum.

## SYMBOLINDEX

	Gebrauchsanweisung beachten
	In-vitro-Diagnostikum
	Temperaturbegrenzung von +2 °C bis +30 °C
	Ausreichend für <=> Prüfungen
	Verwendbar bis
	Nicht wieder verwendbar
	LOT Charge
	REF Artikelnummer


Geratherm Medical AG  
Fahrenheitstraße 1  
99331 Geratal  
Deutschland

€ 0197

Test per l'auto diagnosi precoce della gravidanza a casa.

## PRINCIPIO

Il test di gravidanza Geratherm® early detect è un test precoce, monofase immunonematografico a flusso laterale, sulla carta, per la determinazione qualitativa della *gonadotropina coriônica humana* (hCG) nell'urina usato per diagnosticare una gravidanza. Può essere utilizzato già quattro giorni prima della data presunta delle mestruazioni, calcolata 15 giorni dopo l'ovulazione. Il test utilizza una combinazione di anticorp, compreso l'anticorpo monoclonale anti-hCG, per rilevare in maniera selettiva elevati livelli di hCG. Il test si esegue urinando direttamente sull'estremità assorbente o immergendo l'estremità assorbente nell'urina ed i risultati si determinano dalla comparsa di linee colorate.



## PRECAUZIONI

Leggere attentamente le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il test. Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla busta di alluminio. Conservare in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra i 2 °C ed i 30 °C (36 °F ed i 86 °F). Non congelare. Non utilizzare se la busta è aperta o danneggiata. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso diagnostico. Solo per uso esterno. Non aprire la busta in alluminio fino a quando non si è pronti ad eseguire il test.

## CONTENUTO DEL KIT

Un sacchetto in alluminio che contiene 1 test, 1 sacchetto essiccante, 1 istruzione per l'uso.

## ISTRUZIONI!

Prelevare la card dalla busta di alluminio e prendere attenta visione del prodotto. Rimuovere il tappo e posizionarlo sopra l'impugnatura. Vedere illustrazione sopra. Tenere la card per l'impugnatura, posizionando l'estremità assorbente direttamente sotto il flusso di urina per almeno 10 secondi, fino a che è completamente umida. Vedere illustrazione sotto qui.

**NOTA:** non urinare sulla finestra destinata alla comparsa delle linee del Test (T) e di Controllo (C). A preferenza è possibile raccogliere l'urina in un contenitore pulito ed asciutto e quindi immergere l'estremità assorbente della card nell'urina per almeno 10 secondi. Reinserire immediatamente il tappo sull'estremità assorbente e lasciare la card su una superficie piatta con le finestre di controllo e test rivolte verso l'alto. Appena incomincia il test, si può osservare un fumo leggermente rosa spostarsi attraverso la card, tra la zona della linea del test e la zona della linea di controllo. Leggere il risultato dopo 3 minuti. Se non appare nessuna linea colorata, attendere ancora 1 minuto. In alcuni casi, si possono osservare risultati positivi dopo circa 1 minuto, secondo la concentrazione di hCG. Non leggere i risultati dopo 10 minuti.

## LETTURA DEI RISULTATI



### GRAVIDA

Appaiano due linee colorate ben distinte, una nella finestra di controllo del test (C) e una nella finestra del test (T). Una linea potrebbe essere più chiara dell'altra, non devono necessariamente essere uguali; questo indica che molto probabilmente si è in stato di gravidanza.



### NON GRAVIDA

Una linea colorata appare nella finestra di controllo (C). Nessuna linea appare nella finestra del test (T). Questo indica che molto probabilmente non si è in stato di gravidanza.



### NON VALIDO

Il risultato è da considerarsi non valido se non compare nessuna linea colorata nella finestra di controllo (C), anche se compare una linea colorata nella finestra del test (T). Il test deve essere ripetuto con un nuovo test di gravidanza.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Dieser Test kann eventuell falsch positiv und falsch negativ Testergebnisse liefern. Bevor Sie medizinische Entscheidungen treffen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf. Die Einnahme von Medikamenten, die das hCG enthalten (wie z.B. Pregnyl, Profinal, Pergonal und APL) kann falsch- positive Ergebnisse hervorrufen. Die Einnahme von Alkohol, Medikamenten wie Penicillin, Antibiotika, oraler Verhütungsmittel oder Hormontherapien, die kein hCG enthalten, dürfen das Testergebnis nicht beeinflussen. Außerhalb der Schwangerschaft können eine Reihe von Erkrankungen, wie z. B. Eine Ovarianzyste, oder eine ektopische Schwangerschaft (Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter) das Auftreten eines erhöhten hCG-Hormonspiegels hervorrufen und somit zu einem falsch positiven Testergebnis führen.

## FRAGEN UND ANTWORTEN

- Wie funktioniert der Test?
 

A: Der diagnostische Ultra-Schwangerschaftstest weist in Ihrem Urin ein Hormon (*hCG - humanes Choriongonadotropin*) nach, das Ihr Körper während der Schwangerschaft produziert. Die Menge des Hormons hCG nimmt im Verlauf der Schwangerschaft zu.
- Wann kann der Test angebracht werden?
 

A: Der Test kann bereits 4 Tage vor dem voraussichtlichen Beginn (Fälligkeit) der Periode durchgeführt werden. Der Beginn (Fälligkeit) der Periode wird dabei mit 15 Tagen nach dem Ersprung berechnet. Der Test wird realisiert mit 15 Tagen nach dem Ersprung berechnet. Sie können den Test zu jeder Tageszeit machen, aber ihr erster Morgenurin ist normalerweise am konzentriertesten und enthält eine größere Menge an hCG.
- Sollte der erste Morgenurin verwendet werden?
 

A: Obwohl der Test zu jeder Tageszeit durchgeführt werden kann, ist der erste Morgenurin normalerweise besonders konzentriert und enthält die höchste Menge hCG.
- Wie präzise ist der Test?
 

A: Eine klinische Studie wurde durchgeführt, in der die Ergebnisse des Schwangerschafts-Frühtests verglichen wurden mit einem anderen kommerziellen herkömmlichen hCG Test. Die klinische Erprobung durch Anwender umfasste 608 Urinproben. Beide Testverfahren erkannten 231 positive und 377 negative Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigten eine Gesamtgenauigkeit von über 99 % bei dem Schwangerschafts-Frühtest im Vergleich zum zweiten Test.
- Wie hoch ist die Empfindlichkeit des Tests?
 

A: Der diagnostische Ultra-Schwangerschaftstest Geratherm® early detect weist das hCG im Urin bei einer Konzentration von 10 mIU/l oder mehr auf. Der Test wurde nach dem Dritten Internationalen Standard der WHO standardisiert. Die Zugabe von LH (300 IU/L), FSH (1000 IU/L) und von TSH (1000 µIU/ml) zu negativen Proben (0 IU/L) und positiven Proben (10 IU/L) hat keine gekreuzte Reaktion ergeben.
- Was muss ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin?
 

A: Das bedeutet, dass Ihr Urin hCG enthält und dass Sie wahrscheinlich schwanger sind. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um die Schwangerschaft bestätigen und über den weiteren Verlauf beraten zu lassen.
- Wie sieht es aus, ob der Test richtig funktioniert hat?
 

A: Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrollfenster (C) zeigt Ihnen an, dass die Test richtig ausgeführt haben und dass die richtige Menge an Urin aufgenommen wurde.
- Was muss ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?
 

A: Das bedeutet, dass das Hormon hCG nicht in ausreichender Menge in Ihrem Urin nachgewiesen wurde und dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Wenn Ihre Periode weiter ausbleibt, wiederholen Sie den Test noch einmal und konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Sie werden ermutigt, die folgenden Schritte zu unternehmen, um Ihre Chancen an einer gesunden Schwangerschaft und ein gesundes Baby zu erhöhen. Der Geratherm®-Früherkennungstest kann bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode berechnet mit 15 Tagen nach dem Ersprung, angeendet werden. Sobald Sie durch den Test ein positives Ergebnis erhalten, sollten Sie mit der Schwangerschaftsvorsorge beginnen. In jedem Fall ist es ratsam, dass Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, hören Sie auf zu rauen und stoppen Sie den Alkoholkonsum.

## SYMBOLINDEX

	Gebrauchsanweisung beachten
	In-vitro-Diagnostikum
	Temperaturbegrenzung von +2 °C bis +30 °C
	Ausreichend für <=> Prüfungen
	Verwendbar bis
	Nicht wieder verwendbar
	LOT Charge
	REF Artikelnummer

Geratherm Medical AG  
Fahrenheitstraße 1  
99331 Geratal  
Deutschland



# Geratherm® early detect

Test de diagnostic ultra précoce de grossesse pour une utilisation personnelle à domicile.

## PRINCIPE DU TEST

Le test de grossesse Geratherm® early detect est un test ultra précoce de détection qualitative de l'hormone *gonadotrophine chorionique humaine* (hCG) dans l'urine utilisée pour la détection de la grossesse. Il peut être utilisé jusqu'à quatre jours avant la date présumée des règles calculée 15 jours après l'ovulation. Le test utilise une combinaison d'anticorps permettant de détecter spécifiquement des taux élevés de l'hormone hCG. Le test est réalisé en rinant directement sur la mèche absorbante ou en immergant celle-ci dans l'urine, ce qui permet d'obtenir un résultat sous forme de bandes colorées.

## PRÉCAUTIONS

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le test.  
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le sachet aluminium. Conserver dans un endroit sec entre 2 °C - 30 °C (36 °F - 86 °F). Ne pas congeler. Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé. Ne pas laisser à la portée des enfants. Pour diagnostic in vitro uniquement. Exclusivement pour usage externe. Ouvrir le sachet aluminium juste avant la réalisation du test.

## CONTENU DE LA BOÎTE

Un sachet aluminium contenant 1 test et 1 sachet dessiccat, 1 mode d'emploi.

## INSTRUCTIONS

Sortir le test de son sachet en aluminium et se familiariser avec le produit. Retirer le capuchon qui recouvre la mèche absorbante. Voir illustration ci-dessus. Tenir le test par le manche et placer la mèche sous un jet d'urine pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce qu'elle soit complètement humide. Voir illustration ci-dessous.


## NOTE:

Ne pas uriner sur les fenêtres Test (T) et Contrôle (C). Il est également possible de recueillir les urines dans un récipient propre et sec puis d'immerger la mèche dans l'urine pendant au moins 10 secondes. Remplacer le capuchon sur la mèche et poser le test sur une surface sèche, horizontale et plane avec les fenêtres de lecture et de contrôle orientées vers le haut. Au début du fonctionnement, il est possible de percevoir une coloration rose mauve qui migre à travers la fenêtre Test (T) et Contrôle (C). Lire le

Test de diagnóstico precoz del embarazo - para auto-diagnóstico en casa.

## PRINCIPIO

La prueba de embarazo Geratherm® early detect es un test precoz de detección cualitativa de *Gonadotropina Corílica humana* (hCG) en orina como ayuda en la detección del embarazo. Puede utilizarse hasta 4 días antes de la fecha prevista para la menstruación, calculada contando 15 días a partir de la ovulación. La prueba utiliza una combinación de anticuerpos incluyendo un anticuerpo monoclonal hCG para detectar selectivamente niveles elevados de hCG. El ensayo se realiza orinando en la punta absorbente o sumergiendo la punta absorbente en la orina y obteniendo los resultados en las líneas coloradas.



## PRECAUCIONES

Por favor leer la información de este folleto antes de realizar la prueba. No utilizar después de la fecha de expiración impresa en el sobre laminado. Almacene en un lugar seco a 2 °C - 30 °C (o 36 °F - 86 °F).

No congelar.  
No lo utilice si el sobre está dañado.  
Manténgalo fuera del alcance de los niños.  
Para diagnóstico in vitro únicamente.  
Solamente para uso externo.

No abrir el sobre laminar hasta que este listo para realizar la prueba.

## CONTENIDO DEL KIT

Sobre de aluminio que contiene 1 prueba + 1 bolsita desecante, 1 instrucciones de uso

## INSTRUCCIONES

Saque la prueba del sobre de aluminio y familiarícese con el producto. Remueva la tapa y colóquela sobre el pulgar. Sostenga la prueba con el pulgar con la punta absorbente apuntando hacia abajo directamente a su chorro de orina por al menos 10 segundos hasta que esté totalmente mojada (vea la figura abajo).

NOTA: Una orina en las ventanas de la prueba y control. Si prefiere puede orinar en un recipiente limpio y seco, luego sumerja solamente la punta absorbente de la prueba dentro de la orina por al menos 10 segundos. Después de remover la prueba de la orina, tapar inmediatamente la punta absorbente de nuevo con su tapa, ponga la prueba en una superficie plana con las ventanas de la prueba y del control hacia arriba, y luego comience a cronometrar.

Conforme la prueba comienza a trabajar, se empieza a notar un flujo rojo débil que se movea através de las ventanas de la prueba y del control. Lea los resultados en 3 minutos. Si no aparece la línea coloreada espere un minuto más. Algunos resultados positivos se pueden observar en un minuto o antes dependiendo de la concentración de hCG. No lea los resultados después de 10 minutos.

## LECTURA DE LOS RESULTADOS

### EMBARAZADA

Dos líneas coloradas aparecen. Una línea debe estar en la ventana de Control (C) y la otra línea debe estar en la ventana de la Prueba (T). Una línea puede ser más débil que la otra, no tienen que ser iguales. Esto quiere decir que probablemente este embarazada.

### NO EMBARAZADA

Una linea aparece en la ventana de Control (C). Ninguna linea aparece en la ventana de la Prueba (T). Esto quiere decir que probablemente no esté embarazada.

### NO VÁLIDO

El resultado es inválido si ninguna línea coloreada aparece en la ventana de Control (C), aún cuando apareza una línea en ventana de la Prueba (T). Debe repetir la prueba con una nueva prueba.

## LIMITACIONES

Existe la posibilidad que esta prueba produzca falsos resultados. Consulta a su médico antes de tomar alguna decisión médica. Drogas que contienen hCG pueden dar como resultados falsos positivos. Alcohol, anticonceptivos orales, calmantes, antibióticos o terapias de hormonas que no contiene hCG no deben alterar los resultados de las pruebas. Algunas condiciones médicas otras que embarazo, incluyendo, quistes ováricos o embarazos ectópicos (embarazos fuera del útero) pueden causar elevados niveles de hCG que pueden resultar en lecturas de falsos positivos.

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- Q: ¿Cómo trabaja la prueba?
 

R: El test precoz de embarazo Geratherm® early detect detecta una hormona en su orina que su cuerpo produce durante el embarazo (hCG - *Gonadotropina Corílica humana*). La cantidad de hormona en el embarazo se incrementa conforme el embarazo progresó.
- Q: ¿Cuánto tiempo después que sospecho que estoy embarazada puedo hacer esta prueba?
 

R: El test precoz de embarazo puede utilizarse hasta 4 días antes de la fecha prevista para la menstruación. Se calcula que el comienzo de la menstruación es 15 días después de la ovulación. Puede realizar la prueba en cualquier momento del día, sin embargo, si está usted embarazada, la orina de la primera hora de la mañana contiene la mayor cantidad de la hormona del embarazo.
- Q: ¿Tengo que hacer esta prueba con la primera orina de la mañana?
 

R: Aunque usted puede hacer esta prueba a cualquier hora del día, la primera orina de la mañana es la que usualmente está más concentrada durante el día y contiene la mayor concentración de hCG en ella.
- Q: ¿Cuán exacta es la prueba?
 

R: Una evaluación clínica fue desarrollada comparando los resultados obtenidos utilizando el test precoz de embarazo Geratherm® early detect con otra prueba de hCG orina membrana comercialmente disponible. La prueba de consumo clínico incluyó 608 especímenes en orina. Ambas pruebas identificaron 231 positivos y 377 resultados negativos. Los resultados muestran una fiabilidad del test de diagnóstico del embarazo de más de 99 % si se realiza en la fecha prevista para la menstruación con el segundo test hCG de orina.
- Q: ¿Cuán sensible es la prueba?
 

R: El test precoz de embarazo detecta concentraciones de hCG en orina a 10 UI/l o mayores. La prueba ha sido estandarizada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tercer Estándar Internacional. El agregado de LH (300 UI/l), FSH (1.000 UI/l) y TSH (1.000 UI/ml) para negativo (0 UI/l) y positivo (10 UI/ml) especímenes mostraron que no había ninguna reacción cruzada.
- Q: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que estoy embarazada?
 

R: Quiere decir que su orina contiene hCG y que probablemente está embarazada. Vea su doctor para que le confirme que está embarazada y para discutir los pasos a seguir.
- Q: ¿Cómo puedo saber que la prueba ha sido realizada correctamente?
 

R: La aparición de una línea colorada en la ventana de Control (C) le dice que usted ha seguido el procedimiento correctamente y que la cantidad de orina apropiada ha sido absorbida.
- Q: ¿Qué debo hacer si los resultados señalan que no estoy embarazada?
 

R: Quiere decir que no ha sido detectada la hormona hCG en su orina y probablemente no está embarazada. Si no comienza su nuevo período dentro una semana después de la fecha indicada, repita la prueba con una nueva prueba. Si obtiene el mismo resultado después de haber repetido la prueba y su período no comienza, debe ver al doctor.

La alentamos a que tome los siguientes pasos para incrementar sus posibilidades de un embarazo sano y el de su bebé. El test precoz de embarazo Geratherm® early detect puede utilizarse hasta 4 días antes de la fecha prevista para la menstruación, calculada contando 15 días a partir de la ovulación.

Usted puede comenzar un mejor tratamiento prenatal tan pronto sea de su embarazo. Si obtiene un resultado positivo, es recomendable visitar a su doctor inmediatamente para comenzar el cuidado pre natal. Mantenga una dieta bien balanceada, no fume y reduzca su consumo de alcohol.

## INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

### EMBARAZADA

Dos líneas coloradas aparecen. Una línea debe estar en la ventana de Control (C) y la otra línea debe estar en la ventana de la Prueba (T). Una línea puede ser más débil que la otra, no tienen que ser iguales. Esto quiere decir que probablemente este embarazada.

### NO EMBARAZADA

Una linea aparece en la ventana de Control (C). Ninguna linea aparece en la ventana de la Prueba (T). Esto quiere decir que probablemente no esté embarazada.

### NO VÁLIDO

El resultado es inválido si ninguna línea coloreada aparece en la ventana de Control (C), aún cuando apareza una línea en ventana de la Prueba (T). Debe repetir la prueba con una nueva prueba.

### NOTA

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Atenção ver instruções de uso
	Pruebas po kit
	Fabricante
	Só para uso de auto-diagnóstico in vitro
	Caducidad
	No reutilizar
	Conservación entre 2 °C - 30 °C
	Número de lote
	Número de referencia

## GERATHERM MEDICAL AG

Fahrenheitstraße 1

99331 Geratal

Alemania


€0197

Early Detection Pregnancy Test - for self-testing at home.

## PRINCIPIO

The Geratherm® early detect pregnancy test is an early, lateral flow immunoassay in midstream format for the qualitative detection of *human chorionic gonadotropin* (hCG) in urine to aid in the detection of pregnancy. It can be used up to four days before the day your period is due, calculated 15 days after ovulation. The test utilizes a combination of antibodies including a monoclonal hCG antibody to selectively detect elevated levels of hCG.

The assay is conducted by urinating on the absorbent tip or immersing the absorbent tip in urine, and obtaining the result from the colored lines.



## PRECAUCIONES

Please read all the information in this package insert before performing the test. Do not use after the expiration date printed on the foil pouch. Store in a dry place at 2 °C - 30 °C (or 36 °F - 86 °F). Do not freeze.

Do not open if pouch is torn or damaged. Please keep out of reach of children. For in vitro diagnostic use. For external use only. Open the foil pouch just before running the test.

## KIT CONTENTS

Aluminum foil pouch containing 1 test and 1 desiccant bag, 1 instructions for use

## INSTRUCTIONS

Remove the midstream test from the foil pouch and familiarize yourself with the product. Remove the cap and place it over the thumb grip. Hold the test by the capped thumb grip with the exposed absorbent tip pointing downward directly into your urine stream for at least 10 seconds until it is thoroughly wet (See illustration below).

**NOTE:** Do not urinate on the test (T) and control (C) windows. If you prefer, you can urinate into a clean and dry container, then dip only the absorbent tip of the test into the urine for at least 10 seconds. After removing the test from your urine, immediately replace the cap over the absorbent tip, lay the test on a flat surface with the test and control windows facing upwards, and then begin timing. As the test begins to work, you may notice a light-colored flow moving across the test and control windows. Read the result at 3 minutes. If no colored line appears, wait one minute longer. Some positive results may be observed in 1 minute or less depending on the concentration of hCG. Do not read the result after 10 minutes.

## READING THE RESULTS

### PREGNANT

Two distinct colored lines appear. One line should be in the Control Window (C) and another one should be in the Test Window (T).

One line may be lighter than the other; they do not have to match. This means you are probably pregnant.

### NOT PREGNANT

One colored line appears in the Control Window (C). No line appears in the Test Window (T). This means that you are probably not pregnant.

### INVALID

The result is invalid if no colored line appears in the Control Window (C), even if a line appears in the Test Window (T). You should repeat the test with a new midstream test.

## LIMITACIONES

There is the possibility that this test may produce false results. Consult your physician before making any medical decisions. Drugs which contain hCG can give a false positive result.

Alcohol, oral contraceptives, painkillers, antibiotics or hormone therapies that do not contain hCG should not affect the test result.

A number of medical conditions other than pregnancy, including, ovarian cyst or ectopic pregnancy (pregnancy outside the uterus) can cause elevated levels of hCG, which can result in a false positive result.

## QUESTIONS AND ANSWERS

- Q: How does the test work?
 

R: The Geratherm® early detect pregnancy test detects a hormone in your urine that your body produces during pregnancy (hCG - *human chorionic gonadotropin*). The amount of pregnancy hormone increases as pregnancy progresses.
- Q: How soon can I take the test?
 

R: The test can be used up to four days before the day your period is due. The beginning (due date) of the menstrual period is calculated as 15 days after ovulation. You can perform the test anytime of the day; however, if you are pregnant, first morning urine contains the most pregnancy hormone.
- Q: Do I have to test with first morning urine?
 

R: Although you can test at any time of the day, your first morning urine is usually the most concentrated of the day and would have the most hCG in it.
- Q: How accurate is the test?
 

R: A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the early pregnancy test to another commercially available urine membrane hCG test.

The consumer clinical trial included 608 urine specimens; both assays identified 231 positive and 377 negative results. Results have shown a test reliability of more than 99 % for pregnancy diagnosis on the day the period is due, compared to the second urine hCG test.
- Q: How sensitive is the test?
 

R: The Geratherm® early detect pregnancy test detects hCG in urine at a concentration of 10 UI/l or greater. The test has been standardized to the WHO Third International Standard. The addition of LH (300 UI/l), FSH (1000 UI/l), and TSH (1.000 UI/ml) to negative (0 UI/l) and positive (10 UI/l) specimens showed no cross-reactivity.
- Q: What should I do if the result shows that I am pregnant?
 

R: It means that your urine contains hCG and you are probably pregnant. See your doctor to confirm that you are pregnant and to discuss the steps you should take.
- Q: How do I know that the test was run properly?
 

R: The appearance of a colored line in the control window (C) tells you that you followed the test procedure properly and the proper amount of urine was absorbed.
- Q: What should I do if the result shows that I am not pregnant?
 

R: It means that no hCG has been detected in your urine and probably you are not pregnant. If you do not start your period within a week of its due date, repeat the test with a new midstream test. If you receive the same result after repeating the test and you still do not get your period, you should see your doctor.

You are encouraged to take the following steps to increase your chances for a healthy pregnancy and a healthy baby: The Geratherm® early detect test can be used up to four days before the day your period is due, calculated 15 days after ovulation. You can begin better prenatal care as soon as you learn of your pregnancy. If you get a positive result, it is advisable to visit your doctor immediately to begin your prenatal care. Maintain a well-balanced diet, stop smoking, and reduce your intake of alcohol.

**NOTE:** Do not urinate on the test (T) and control (C) windows. If you prefer, you can urinate into a clean and dry container, then dip only the absorbent tip of the test into the urine for at least 10 seconds. After removing the test from your urine, immediately replace the cap over the absorbent tip, lay the test on a flat surface with the test and control windows facing upwards, and then begin timing. As the test begins to work, you may notice a light-colored flow moving across the test and control windows. Read the result at 3 minutes. If no colored line appears, wait one minute longer. Some positive results may be observed in 1 minute or less depending on the concentration of hCG. Do not read the result after 10 minutes.

**READING THE RESULTS**

### PREGNANT

Two distinct colored lines appear. One line should be in the Control Window (C) and another one should be in the Test Window (T).

One line may be lighter than the other; they do not have to match. This means you are probably pregnant.

### NOT PREGNANT

One colored line appears in the Control Window (C). No line appears in the Test Window (T). This means that you are probably not pregnant.

### INVALID

The result is invalid if no colored line appears in the Control Window (C), even if a line appears in the Test Window (T). You should repeat the test with a new midstream test.

## LIST OF SYMBOLS

	See instructions for use
	Test per kit
	Manufacturer
	Só para uso de auto-diagnóstico in vitro
	Use by
	No reutilizar
	Conservación entre 2 °C - 30 °C
	Lot number
	Reference number

## GERATHERM MEDICAL AG

Fahrenheitstraße 1

99331 Geratal

Alemania

€0197

Teste para detecção precoce de gravidez - para auto-diagnóstico em casa.

## PRINCÍPIO

O teste Geratherm® early detect para detecção precoce de gravidez é um teste rápido para a detecção qualitativa da *gonadotrofina coriônica humana* (hCG) na urina para auxílio da detecção de gravidez. Pode ser utilizado até 4 dias antes da data prevista do período, calculada, 15 dias após a ovulação. O teste utiliza uma combinação de anticorpos, incluindo um anticorpo monoclonal hCG para detectar selectivamente níveis elevados de hCG. Este teste é realizado, urinando na ponta absorvente ou imergindo a ponta absorvente na urina, obtendo o resultado através das linhas coloridas.

## PRECAUÇÕES

Por favor ler a informação de este folleto antes de realizar a prova. Não utilizar depois da data de expiração impressa no sobre laminado. Armazene num local seco, entre 2 °C a 30 °C (ou 36 °F a 86 °F).

Não congele.

No utilize si el sobre está dañado.