



Käyttöohje

Tuotekuvas

Pakkauksen sisältö

- Alumiinipussi, jossa testikasetti ja kuivausaine
- Puskuripullo, jossa 0,6 ml puskuriliuosta
- Näytepuikko (valmistaja: Puritan Medical Products Company LLC), pakattu yksittäin steriilisti
- Käyttöohje

Näiden lisäksi tarvitaan kello.

Testin osien kuvaus



Toimintatapa / mittausperiaate

Itse tehtävä Geratherm™ chlamydia check -testi on immunologinen, kvalitatiivinen poikkeittain viraalisen pikatestin, jolla todennetaan Chlamydia trachomatis (anti-geeni) -bakteerin läsnäolo kohdunkaulasta otetusta näytteestä. Kun näyte (puskuriliouksen sekoitettu emättimen erte) lisätään testikenttään S, näyte siirtyy kapillaarivaikutuksen avulla kalvon läpi. Jos näyte on positiivinen, siihen muodostuu Chlamydia trachomatis -antigeenistä Chlamydia trachomatis -vasta-aineen ja kulan muodostaen kemiallisen kompleksii. Tämä kompleksi sitoutuu testikasein tulostentään T-kohtaan kimmitettyyn Chlamydia trachomatis -vasta-aineeseen. Täällä vasta-ainen ja kulan kompleksissa tapahtuu rakentumisprosessi, jonka tuloksena tulostentään T-kohtaan ilmestyy violettia viiva. Kontrollikentän C-kohtaan ilmestyvä viiva on testin kontrollimerkintä, joka on merkki siitä , että testiin on lisät-y riittävä määrä näytettä ja kalvo kostui riittävästi.

Kliiniset työt

Tästä testiä käytetään todentamaan Chlamydia trachomatis -bakteeri , joka on yksi kolmesta tunnetusta klamydiabakteerien sukuun kuuluvasta bakteerista. Chlamydia trachomatis -bakteerin aiheuttama infektio on yleisin seksin välityksellä tarttuva infektio. Pelkästään Saksassa uusia infektioita todetaan arviolta 300 000 – 500 000 vuodessa. Infektio tulee yleisimmin nuoret aikuiset (15–25-vuotiaat), henkilöt, joiden seksikumppanit vaihtuvat usein, seksikumppanilla infektio saavat (myös huomaamattomat ja oireettomat tartunnat) sekä äidin kaula infektioin saav vastaantunneet. Muutoin kuin seksin välityksellä (esim. uimahallissa) tarttuvat infektiot ovat harvinaisia, mutta niiden mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois. Chlamydia trachomatis -infektio ei yleensä aiheuta mitään oireita. Chlamydia trachomatis voi kuitenkin aiheuttaa vaujoja kuten silmätautehduksia, niveltulehduksia ja virtsainfektioita. Yhä nykyään hoitamattomat infektiot johtavat usein hedelmättömyyteen ja kohdunulkosten raskauksien ja ennenaikaisten syntymien riskin kasvuun. Kehitysviässä maissa Chlamydia trachomatis -infektiot ovat yleisin sydä vastasyntyneiden sokerutumiseen.

Klamydia-infektioin hoitaminen on erittäin tärkeää erityisesti raskauden aikana. Noin 50 % äidistä, joilla on infektio, tartuttavat sen eteenpäin vastasyntyneelle. Vastasyntyneillä esiintyviä yleisiä komplikaatioita ovat sidekalvotulehdus ja keuhkotulehdus.

Vaikuttavat aineet

- Monoklonaalinen hiiren klamydia-vasta-ainekanta, vasta-aineen koloidinen kultaakonjukaatti (3,2 µg/testi) + polyklonaalinen kaniniin IgG-vasta-aineen koloidinen kultaakonjukaatti (1,94 µg/testi)
- Monoklonaalinen hiiren klamydia-vasta-ainekanta, vasta-aine (2,6 µg/testi)
- Polyklonaalinen vuohen kaniniin IgG-vasta-aine (5 µg/testi)

Suorituskykytiedot

Tämä testi saavutti klinisessä suorituskykyarvioinnissa, johon osallistui 596 osal-listajaa, PCR-menetelmällä tehtyyn testiin verrattuna 85,7 %:n diagnostisen herkkyyden ja 98,3 %:n diagnostisen spesifisyyden. Ristireaktiota ei tunneta. Tämä testi tunnistaa 15 Chlamydia trachomatis -bakteerin serotyypin. Tämän testiin havaitsemisraja on 2,45 µg/ml alkeissolua. Lisäksi testiin maallikotutkimus, johon osallistui 56 henkilöä. Näistä 56 henkilöstä 54 (96,4 %) tulkitsei tuloksen oikein.

Ristireaktiot:

Ristireaktioita ei odoteta seuraavina pitoisuuksina testatulla mikro-organismeilla:

Pitoisuus: 10 ⁷ CFU/ml	Aeromonas-bakteerilajit, kampylobakteerilajit, sitrobakteerilajit, enterobakteerilajit, Haemophilus coli -bakteeri, Herpes simplex -lajit, malthoapobakteerilajit, mykoplasmalajit, Neisseria meningitidis, proteus-bakteerilajit, salmonella-bakteerilajit, Shigella-lajit, trichomonas-lajit, Veillonella-lajit, bakteroidilajit, Candida-lajit, klostridi-bakteerilajit, Escherichia coli -bakteeri, Gardnerella-bakteerilajit, Klebsiella-bakteerilajit, Listeria-bakteerilajit, gonokkibakteeri (tipuuri), peptokokkibakteerilajit, Pseudomonas-bakteerilajit, Serratia-bakteerilajit, streptokokkibakteerilajit, Ureaplasma urealyticum -bakteeri, Yersinia-bakteerilajit
Pitoisuus: 10 ⁹ CFU/ml	Stafylokokkibakteerilajit (koagulaationegatiivinen), stafylokokkibakteerilajit (koagulaatiopositiivinen)

Häiriötä aiheuttavat aineet:
Testattujen aineiden osalta ei ole odotelettavissa testin heikentymistä.

Mahdollisesti häiriötä aiheuttava aine

Kapillaariveri (~3-3 %)
Siemenneste

Lima
Peräpukamavoide (Hädensa®)

Valkosolut
Emättimessä käytettävät lääkevalmisteet: Canesten® (klotrimatsoli), Lomexin® (fentikonatsoli)

Emättimeen asetettavat lääkepuikot: Multi-Gyn Actigel® (galaktobaarinaani, polyglukuronihappot)

Käyttökätkoisuus

Itse tehtävä testi Chlamydia trachomatis -bakteerin toteamiseen

Käyttöaiheet

Chlamydia trachomatis on yleisimmin ilmenevä seksin välityksellä tarttuva taudinaiheuttaja. Siksi naisille tarkoitettua Geratherm™ chlamydia check -testiä tulee käyttää säännöllisesti

- jos epäillään seksin välityksellä tartuttunua infektiota
- ennen raskautta
- uuden kumppanin tai vaihtuvien kumppanien kanssa harrastetun seksin jälkeen
- osana yleistä seksuaalista aktiivisuutta.

Tämän lisäksi Geratherm™ chlamydia check -testin käyttö on aiheellista naisilla, joilla on seuraavia oireita:

- Kivut virtsatussa
- Epätavallinen vuoto emättimestä
- Vatsa- ja lantiokipu
- Kivut seksin yhteydessä
- Verenvuoto seksin jälkeen
- Verenvuoto kuukaustien välillä.

Tärkeitä ohjeita

Tämä testi ei sovellu käytettäväksi raskauden aikana tai kuukaustisten aikana tai kolme päivää kuukaustisten päättymisen jälkeen tai jos testattavalla on virtsatie-tulehdus.

Kohdepopulaasyhmät ja oletetut käyttäjät

Tämä testi on tarkoitettu näyteenottoon kohdunkaulasta ja se sopii käytettäväksi vain naisille itse tehtävänä testinä.

Ohjeet, varoittoimet ja varoitukset

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen testin tekemistä.
- Tämän käyttöohjeen ohjeita on noudatettava aina.
- Älä käytä tuotetta alumiinipussin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Avaa alumiinipussi vasta juuri ennen testin tekemistä.
- Älä käytä, jos alumiinipussi on avoin tai vaurioitunut.
- Älä käytä, jos testin osia tai osia on vaurioitunut.
- Vain in vitro -käyttöön.
- Käytä testiä vain kehonukoikoisesti.
- Ei tullen ulottuville.
- Käytä vain pakkauksessa olevaa näytepuikkoa ja varmista, että sen alkuperäisen pakkaus on vahingoittumaton eikä sen steriilisy ole muulla tavalla vaaran-tunut.
- Pullossa oleva puskuriliuos on syövyttävää. Vältä ihokontaktia!
- Puskuripullossa on tarkoituksella vähän puskuriliuosta.
- Älä vauriota testikasettia tai pura sitä.
- Suuret määrät hemoglobiinia näytteessä voivat johtaa vääran positiiviseen tulokseen.
- Pese kädet varmuuden vuoksi testin tekemisen jälkeen.

- Älä tee lääketieteellisiä päätöksiä keskustelematta ensin lääkärin kanssa!
- Tähän testiin liittyy tiettyjä epävarmuuskerkijöitä. Keskustele aina lääkärin kanssa.
- Tämä testi on tarkoitettu kohdunkaulasta otetun näytteen testaamiseen, joten se sopii käytettäväksi vain ihmisille, joilla on kohdunkaala.
- Eläimperäiset testin materiaalit (esim. vasta-aineat) ovat mahdollisesti tartuntaa aiheuttavia, mutta ne eivät aiheuta vaaraa, jos kaikkia testin osia käsitellään käyttöohjeen mukaisesti.
- Käytä vain pakkaukseen kuuluvia osia ja tarkista ennen käyttöä, että niiden alkuperäispakkaukset ovat ehjiä!
- Älä käytä testiä, jos näyteenottoalueella on vammoja tai vaurioita.
- Älä tee testiä on kertakäyttöinen.
- Älä käytä testiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Käytettäessä puskuriliuosta tipautava 2 tipaan näyteliuosta testikenttään.
- Älä tarkista testin tulosta ohjeessa ilmoitetun odotusajan jälkeen.
- Testiä ei saa käyttää raskauden aikana.
- Infektiotapauksessa suoiteliaan, että myös seksikumppani tekee testin ja ha-keuttuu hoitoon.

Käyttö

Valmistelu / näyteenotto näytepuikolla

Ennen näyteenottoa on oltava vähintään 1 tunti virtsaamatta, muuten testin tulos voi olla virheellinen. Tee testi rauhallisessa paikassa. Aseta alumiinipussi ensin AVAAMATTOMANA syrjään. Se avataan ja käytetään vasta näyteenotto jälkeen. Ota näytepuikko pakkauksesta. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa näytepuikkoa ja tarkista ennen sen käyttöä. Käytä vain pakkaukseen kuuluvaa näytepuikkoa jos näytepuikon pakkaus on vahingoittunut, äläikä näytepuikkoa vaan ota yhteyttä valmistajaan.



- Ota mukava asento, jossa voisit asettaa myös tamponin. Vie näytepuikko varovasti kohdunkaulaan (emätinkanavan loppuun). Kierä näytepuikkoa tasaisella liikkeellä noin 30 sekunnin ajan ja vedä näytepuikko varovasti ulos. Pyyhi lika emätimen eriteilma pois ennen näytteen valmistelua.

- Puskuripullossa on tarkoituksella vähän puskuriliuosta. Aseta näytepuikko, jossa otettu näyte on, puskuripulloon aina pulloon pohjalle asti. Kierä näytepuikkoa puskuriliouksessa ja paina sitä useita kertoja pulon seinämää vasten, jotta näytemateriaali siirtyy hyvin puskurilioukseen.

- Odota 5 minuuttia. Tätä pidempi tai lyhyempi odotus vääristää testin tuloksen. Jätä näytepuikko puskuripulloon täksi ajaksi.

Testin tekeminen

- Valmistele testikasetti. Avaa alumiinipussi, poista testikasetti ja aseta se puhtaalle tasaiselle pinnalle. Saat tuloksen Chlamydia trachomatis -infektioista 15 minuutin kuluuta.



- Paina näytepuikkoa puskuripulloon seinämää vasten, ennen kuin poistat sen pullosta. Sulje puskuripullo ja heiluta sitä hieman. Pitele puskuripulloa korkki ylös-päin ja murra korkin kärki irti.

- Tipautaa sen jälkeen vuon mukaisesti 2 tippanäytet-tä testikasetin testikenttään S. Varmista, että suoraan tulostenttään ei joudu nestettä.

- Odota 15 minuuttia.** Jos odotat yli 20 minuuttia, tulosta ei voi enää tulkitka luotettavasti.

- Pese kädet varmuuden vuoksi testin tekemisen jälkeen.

Lue tulos ja tulkitse se



Mittättömän tuloksen voivat aiheuttaa vaurioitunut testikasetin alumiinipussi tai näytepuikon pakkaus, pakkauksen virheellinen säilytys tai käyttäjän tekemä virhe. Säilytä tässä tapauksessa kaikki testin osat ja ota yhteyttä valmistajaan.

Testitulosta ei voida lukea luotettavasti, jos on kulunut yli 20 minuuttia. Kun olet lukanut tuloksen oikean aikaan, hävitä testikasetti.

Kysymyksiä ja vastauksia (maininnat jäännösriskeistä)

Mitä teen, jos testin tulos on positiivinen?

Ota yhteyttä lääkäriin ja keskustele saamastasi tuloksesta. Ota lääkärikäynnille mukaan tämä käyttöohje, jotta lääkärisä saa tarkan tiedon siitä, minkä testin olet tehnyt.

Mitä teen, jos testin tulos on negatiivinen?

Jos testin tulos on negatiivinen Chlamydia trachomatis -infektio on epätodennäköinen. On kuitenkin suositeltavaa käydä säännöllisesti lääkärintarkastuksessa.

Kirjallisuutta















- Crístello et al. Point-of-Care Sexually Transmitted Infection Diagnostics: Proceedings of the STAR Sexually Transmitted Infection—Clinical Trial Group Programmatic Meeting. Sexually Transmitted Diseases: 2017 - Volume 44 - Issue 4 - p 211-218.
- Langille et al. A pilot project for chlamydia screening in adolescent females using self-testing: characteristics of participants and non-participants. Can J Public Health. 2008 Mar-Apr;99(2):117-20.
- Greer et al. Rapid Diagnostic Methods in Sexually Transmitted Infections. Infect Dis Clin N Am, 22 (2008) 601–617.
- Rodrigues et al. Chlamydia trachomatis as a Current Health Problem: Challenges and Opportunities. Diagnostics (Basel). 2022 Jul 25;12(8):1795.






Säilytys ja kuljetus

Säilytä kuivassa 4 - 28 °C:ssa.

Pakkauksen ja käytettyjen materiaalien hävittäminen

Kaikki testin osat (myös kuivausaine) voidaan hävittää testin tekemisen jälkeen kotitalousjätteen mukana. Varmista, että yksittäiset pakkauksen osat kierätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

SYMBOLIEN KUVAKSET						
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut ja noudata käyttöohjetta		Viimeinen käyttöpäivä		EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisöissä / Euroopan unionissa
	Lue käyttöohje		Säilytä kuivassa		IVD	In vitro -diagnostiikkaan
	Säilytyslämpötilan alaraja 4 °C ja yläraja 28 °C		Kertakäyttöinen		LOT	Eraliedot
	Syövyttävä		Valmistaja		REF	Luettelunumero
	Pakkauksessa materiaalit yhteen (1) testin		STERILE EO	Steriloitu etyleenoksidiilla		

	Geratherm Medical AG Fahrenhehlstraße 1 99331 Geratal Deutschland www.geratherm.com		Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP Den Haag Alankomaat
			Näyteenottopuikko
	Puritan Medical Products Company LLC 31 School Street Guilford USA		



Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Förpackningens innehåll

- Alumiinipäse med testkasset och torkmedel
- Bufferflaska med buffertlösning 0,6 ml
- Swabbar (tillverkare: Puritan Medical Products Company LLC), individuellt steri- rippackade
- Bruksanvisning
- Dessutom behöver du en klocka.

Produktöversikt/beskrivning av komponenterna



Funktionssätt/måtpincip
Geratherm™ chlamydia check för självdjagnos är ett immunologiskt, kvalitativt sidoflös-s-nabbtest för påvisning av Chlamydia trachomatis (antigen) i cervicut-tryk. När provet (vaginalsekret blandat med buffertlösning) appliceras i provfältet "S" vandrar det längs membranet genom kapillärverkar. I ett positivt prov binder ett anti-chlamydia trachomatis-antikroppsguldkomplex antigenet för Chlamydia trachomatis. Detta komplex binder till en ytterligare fast förkrotrad anti-Chlamydia trachomatis-antikropp på membranet i höjd med testkassetens "T"-markering. Detta leder till ankning av antikroppsguldkomplexet, vangenom en lila linje upp-står i resultatfältet vid "T". En färgad linje i höjd med kontrollfältet "C" fungerar som en procedurkontroll som anger att rätt mängd prov har applicerats och att membranfunktionern var tillräcklig.

Klinisk användning

Detta test används för att påvisa Chlamydia trachomatis, en av de tre kända ar-terna i bakteriefamiljen Chlamydia. Infektioner med Chlamydia trachomatis är de vanligaste sexuellt överförda infektionerna. Enbart i Tyskland uppskattas antalet nya infektioner till 300 000–500 000 per år. Yngre vuxna (15–25 år), personer som ofta byter sexpartner, sexpartners till smittade personer (även symptomfria) samt nyfödda barn till smittade mödrar drabbas oftast. Infektioner utan sexuellt kontak- t (ex. i simbassänger) är sällsynta, men kan inte uteslutas. Infektioner med Chlamydia trachomatis ger ofta ingen symptom. Chlamydia trachoma-tis kan dock också leda till besvär som ögoninflammation, artrit och inflamma- tion i urinröreliga. Dessutom leder behandlade infektioner ofta till sterilitet och ökar risken för utomvedshavandeskap och förtida födslar. I utvecklingsländer är infektioner med Chlamydia trachomatis den vanligaste orsaken till blinhdhet hos nyfödda.

Det är särskilt viktigt att behandla klamydiainfektioner under graviditet. Omkring 50 % av infekterade mödrar överför infektionen till det nyfödda barnet. Vanliga komplikationer hos nyfödda är konjunktivit och lunginflammation.

Aktiva beståndsdelar

- Monoklonal anti-chlamydia tr.-antikropp från mus, kolloidalt guldkonjugat (3,2 µg/test)
- polyklonal IgG-antikropp från kanin, kolloidalt guldkonjugat (1,94 µg/ test).
- Monoklonal anti-chlamydia tr.-antikropp från mus (2,6 µg/test).
- Polyklonal anti-kanin IgG-antikropp från get (5 µg/test).

Prestanda

Detta test uppnådde en diagnostisk känslighet på 85,7 % och en diagnostisk specifitet på 98,3 % i den kliniska prestanda utvärderingen med 596 deltagare jämfört med PCR-metoden. Korsreaktioner är inte kända.

Detta test påvisar de 15 serotyperna av bakterien Chlamydia trachomatis. Detektionsgränsen för detta test är 2,45 µg/ml elementär kropp. En lekmanmässig studie genomfördes också med 56 personer. Av dessa 56 personer tolkade 54 (96,4 %) resultatet korrekt.

Korsreaktion:
Inga korsreaktioner förväntas med de testade mikroorganismerna i följande kon-centrationer:

Koncentration: 10 ⁷ CFU/ml	Aeromonas spp.; Campylobacter spp.; Citrobacter spp.; Enterobacter spp.; Haemophilus coli; Herpes simplex spp.; Lactobacillus spp.; Mycoplasma spp.; Neisseria meningitidis; Proteus spp.; Salmonella spp.; Shigella spp.; Trichomonas spp.; Veillonella spp; Bacteroides spp.; Candida spp.; Clostridium spp.; Escherichia coli; Gardnerella spp.; Klebsiella spp.; Listeria spp.; Neisseria gonorrhoeae; Peptococcus spp.; Pseudomonas spp.; Serratia spp.; Streptococcus spp.; Ureaplasma urealyti-cum; Yersinia spp
Koncentration: 10 ⁹ CFU/ml	Staphylococcus spp (koag. neg.); Staphylococcus spp (koag. pos.)

Störande ämnen:
Med de testade ämnena förväntas ingen påverkan på testet.

Potentiielt störande ämne

Kapillärblood (~3-3 %)
Sädesvätska
Slem
Kräm mot hemorrhoid (Hädensa®)
Leukoocyer
Vaginala medicinska produkter: Canesten® (klotrimazol), Lomexin® (fentiko-nazol)
Vaginala stölpiller: Multi-Gyn Actigel® (galaktobaariban, polyglukuronsyra)

Ändamål

Självetest för att påvisa bakterien Chlamydia trachomatis

Indikatorer

- Chlamydia trachomatis är den vanligaste sexuellt överförbara patogenen. Gera-therm™ chlamydia check bör därför användas regelbundet av kvinnor, - om det finns misstanke om en sexuellt överförbar infektion
- infor en graviditet
- vid sex med nya eller ofta växlande partners
- vid allmän sexuell aktivitet.

Darutöver rekommenderas Geratherm® chlamydia check för kvinnor som har följande symptom:

- Smärta i samband med urinering
- Ovanliga flytningar från slidan
- Buk- eller bäckensmärta
- Smärta vid sex
- Blödningar efter sex
- Blödningar mellan menstruationerna.

Viktiga anmärkningar

Detta test är inte lämpligt att använda under graviditet eller menstruation, under tre dagar efter avslutad menstruation eller om du har en urinringsinfektion.

Patientengrupper(er) och avsedda användare

Detta test är avsett för provtagning från livmoderhalsen (cervix), dvs. det är endast lämpligt för självetstning hos kvinnor.

Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar

- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder testet.
- Anvisningarna i denna bruksanvisning måste alltid följas.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på alumiinipäsen.
- Öppna inte alumiinipäsen förrän du ska utföra testet.
- Får inte användas om alumiinipäsen är öppen eller skadad.
- Får inte användas om komponenter är skadade.
- Endast för användning in vitro.
- Endast för utvärtes bruk.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Även endast medföljande svabbar och se till att originalförpackningen är oskadad och att steriliteten inte äventyrats innan du använder den.
- Buffertlösningen i flaskan är frätande. Undvik kontakt med huden!
- Det finns avskiltigt lite buffertlösning i buffertflaskan.
- Testkassetten får inte skadas eller tas sär.
- Större mängder hemoglobin i provet kan leda till falskt positiva resultat.
- För säkerhets skull bör du tvätta händerna efter att ha utfört testet.
- Fatta inga medicinskt viktiga beslut utan din läkare!
- Det föreiggande testet är förknpikat med en viss osäkerhet. Rådgrö alltid med läkare.
- Detta test är avsett för provtagning från livmoderhalsen (cervix) och är alltså endast avsett för kvinnor.
- De testmaterial av animaliskt ursprung som används (t.ex. antikroppar) är po-tentiellt infektiösa material, men det finns ingen fara från dem om du använder alla testkomponenter enligt bruksanvisningen.

- Använd endast komponenter som medföljer förpackningen och se till att origi-nalförpackningen är oskadad före användning!
- Använd inte detta test om du har skador i provtagningsområdet.
- Detta test är endast avsett för engångsbruk.
- Använd inte detta test efter utgångsdatumet.
- När buffertlösningen används ska endast 2 droppar av provlösningen applice-ras i provfältet.
- Överskrid inte väntetiden för att utvärdera testet.
- Tar nä inte väntetiden under graviditet.
- Vid infektion rekommenderas att även sexpartnern genomgår testning och be-handling.

Användning

Förberedelse/provtagning med svabb

Du ska inte urinera på minst 1 timme före provtagningen, annars kan resultatet förvanskas. Uför testet i en lugn miljö. Lagg fört undan alumiinipäsen OÖPP-NAD, den ska bara öppnas för att utföra testet och den behövs först då. Ta ut svabben ur förpackningen. Använd endast medföljande svabbar och se till att originalförpackningen är oskadad innan du använder den. Om svabbers förpäck-ning är skadad ska du inte använda svabben utan kontakta tillverkaren.



- Hitta en bekväm ställning som när du för in tamponger. För försiktigt in svabben upp till livmoderhalsen (vaginalkanalens slut). Vrid svabben stadigt i ca 30 sek- under och dra sedan långsamt ut svabben. Torka bort överflödig vaginalslem före provtagningen!
- Det finns avskiltigt lite buffertlösning i buffertflaskan. Doppa svabben med provet i buffertflaskan med till flaskans botten. Roter